

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CUIDADO DE HERIDAS



EMPRESA 100% COSTARRICENSE CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR SALUD, DISTRIBUYENDO, EQUIPOS, SUPLEMENTOS E INSUMOS MÉDICOS A LO LARGO DEL PAÍS.

Nutricare
Salud integral

1.

CUTIMED® SORBACT® MALLA

MALLA DE ACETATO IMPREGNADO CON ÉTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO

INDICACIONES:

- HERIDAS LIGERAMENTE EXUDATIVAS HERIDAS SUPERFICIALES Y PROFUNDAS.
- HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS, INFECTADAS O CON SOSPECHA DE BIOFILM.
- PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN SITIOS QUIRÚRGICOS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ACETATO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO.
- EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.
- SIN CONTRAINDICACIONES.
- NO PRODUCE CITOTOXICIDAD PARA EL TRATAMIENTO EFICAZ Y SEGURO DE HERIDAS INFECTADAS CON UN MODO DE ACCIÓN PURAMENTE FÍSICO.
- NO CAUSA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (RAM).
- NO PROMUEVE LA LIBERACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS.

COMPOSICIÓN:

- MALLA DE ACETATO.
- CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO (DACC).

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.

Código de Lista	Descripción	Presentación
72165-00000	Cutimed Sorbact malla 7 cm x 9 cm	Caja con 40 piezas



Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto



2.

CUTIMED® SORBACT® TORUNDA

TORUNDAS DE ACETATO IMPREGNADAS CON ÉTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO

INDICACIONES:

- HERIDAS CON EXUDADO MODERADO A INTENSO
- HERIDAS CAVITADAS Y/O TUNELIZADAS
- HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS, INFECTADAS O CON SOSPECHA DE BIOFILM
- PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN SITIOS QUIRÚRGICOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- TORUNDAS IMPREGNADAS CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO
- EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL
- SIN CONTRAINDICACIONES
- NO PRODUCE CITOTOXICIDAD
- PARA EL TRATAMIENTO EFICAZ Y SEGURO DE HERIDAS INFECTADAS CON UN MODO DE ACCIÓN PURAMENTE FÍSICO.
- NO CAUSA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (RAM).
- NO PROMUEVE LA LIBERACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS.

COMPOSICIÓN:

- MALLA DE ACETATO
- CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO (DACC)
- ANILLO DE SILICÓN

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.

Código de Lista	Descripción	Presentación
72539-00003	Cuticell 7.5 cm x 20 cm	Caja con 50 apósitos

Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- ▼ Profundo
- ▼ Superficial + profundo

Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto



3.

CUTIMED®SORBACT®APÓSITO

APÓSITO CON NÚCLEO ABSORBENTE DE TELA VISCOSA Y POLIÉSTER, TELA NO TEJIDA DE CELULOSA, RAYÓN Y POLIÉSTER UNIDAS CON ACETATO IMPREGNADO CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUIL-CARBAMOÍLO DACC.

INDICACIONES:

- HERIDAS CON EXUDADO DE MODERADO.
- HERIDAS SUPERFICIALES.
- HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS O INFECTADAS.
- PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN SITIOS QUIRÚRGICOS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- APÓSITO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIALQUIL-CARBAMOÍLO.
- CENTRO ABSORBENTE PARA HERIDAS EXUDATIVAS.
- EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.
- NO PRODUCE EFECTOS SECUNDARIOS.
- NO PRODUCE CITOTOXICIDAD.

COMPOSICIÓN:

- ACETATOCLORURO DE DIALQUILCABAMOÍLO (DACC).
- CENTRO ABSORBENTE.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- ▼ Profundo
- ▼ Superficial + profundo

Exudado

- ☹️ Seco a bajo
- ☹️ Bajo a medio
- ☹️ Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
72163-00000	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 20 cm	Caja con 20 piezas

4.

CUTIMED® GEL

HIDROGEL PARA DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO

INDICACIONES:

- PARA DISOLVER TEJIDO NECRÓTICO O ESFACELADO POR DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO.
- USO EN HERIDAS SECAS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- EFECTO HIDRATANTE.
- FÁCIL DE APLICAR.
- SE MANTIENE EN SU LUGAR HASTA ESTAR CUBIERTO POR UN APÓSITO SECUNDARIO.

COMPOSICIÓN:

- AGUA PURIFICADA.
- CARBÓMEROHIDRÓXIDO DE SODIO.
- GLICERINA.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
72610-00001	Cutimed Gel 15 gr	Caja con 10
72610-00002	Cutimed Gel 25 gr	Caja con 10

5.

CUTIMED® SORBACT® GEL

MALLA DE ACETATO IMPREGNADO CON ÉTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO E HIDROGEL

INDICACIONES:

- HERIDAS SECAS O PARCIALMENTE NECRÓTICAS
- HERIDAS SUPERFICIALES POCO PROFUNDA
- HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS, INFECTADAS O CON SOSPECHA DE BIOFILM

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- APÓSITO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO
- PERMITE UN AMBIENTE HÚMEDO PARA LA HERIDA FACILITANDO EL

DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO Y REDUCIENDO LA CARGA BACTERIANA

- EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL
- NO PRODUCE EFECTOS SECUNDARIOS
- NO PRODUCE CITOTOXICIDAD
- ADHIERE A BACTERIAS Y HONGOS, LO QUE FACILITA EL PROCESO DE CURACIÓN Y PREVIENE INFECCIONES.
- NO CAUSA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (RAM).
- AMIGABLE CON LA PIEL.

COMPOSICIÓN:

- MALLA DE ACETATO.
- CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO (DACC)GEL A BASE DE AGUA.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.TT






Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
72611-00001	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 15 cm	Caja con 10 piezas
72611-00000	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 7.5 cm	Caja con 10 piezas

6.

CUTIMED® SILTEC® SORBACT

APÓSITO SÚPER ABSORBENTE CON MALLA DE ACETATO CON ANTIMICROBIANO.

INDICACIONES:

- PARA PROTECCION DE HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS O INFECTADAS CON EXUDADO.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:


- AYUDA A MANTENER EL AMBIENTE HÚMEDO EN LA HERIDA.
- CON PARTÍCULAS QUE ABSORBEN UN MÚLTIPLO DE SU PROPIO PESO.
- BORDE DE FIJACIÓN CON ADHESIVO DE SUAVE ADHERENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL.
- ABSORCIÓN VERTICAL QUE GARANTIZA QUE EL EXUDADO NO SE DISTRIBUYA HORIZONTALMENTE EN EL APÓSITO EVITANDO EL RIESGO DE MACERACIÓN.
- LA CAPA SUPERIOR TRANSPARENTE PERMITE LA INSPECCIÓN DE SATURACIÓN DEL APÓSITO.
- TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 3 AÑOS. CON MALLA SORBACT® PARA CONTROL DE CARGA BACTERIANA.

COMPOSICIÓN:

- PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE.
- BORDE DE POLIURETANO RECUBIERTO CON ADHESIVO DE SILICÓN GRADO MÉDICO.
- MALLA DE ACETATO IMPREGNADA CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCQARBAMOILO.
- ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA EN COLOR BLANCO. CAPA PROTECTORA DE POLIETILENO.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
73251-00002	Cutimed Siltec Sorbact 15 cm x 15 cm	Caja con 10 apósitos
73251-00016	Cutimed Siltec Sorbact 10 cm x 10 cm	Caja con 10 apósitos

8.

CUTIMED® SILTEC® SORBACT

APÓSITO SÚPER ABSORBENTE CON MALLA DE ACETATO CON ANTIMICROBIANO.

INDICACIONES:

- PARA PROTECCION DE HERIDAS CONTAMINADAS, COLONIZADAS O INFECTADAS CON EXUDADO.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- AYUDA A MANTENER EL AMBIENTE HÚMEDO EN LA HERIDA.
- CON PARTÍCULAS QUE ABSORBEN UN MÚLTIPLO DE SU PROPIO PESO.
- BORDE DE FIJACIÓN CON ADHESIVO DE SUAVE ADHERENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL.
- ABSORCIÓN VERTICAL QUE GARANTIZA QUE EL EXUDADO NO SE DISTRIBUYA HORIZONTALMENTE EN EL APÓSITO EVITANDO EL RIESGO DE MACERACIÓN.
- LA CAPA SUPERIOR TRANSPARENTE PERMITE LA INSPECCIÓN DE SATURACIÓN DEL APÓSITO.
- TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 3 AÑOS. CON MALLA SORBACT® PARA CONTROL DE CARGA BACTERIANA.


COMPOSICIÓN:

- PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE.
- BORDE DE POLIURETANO RECUBIERTO CON ADHESIVO DE SILICÓN GRADO MÉDICO.
- MALLA DE ACETATO IMPREGNADA CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCQARBAMOILO.
- ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA EN COLOR BLANCO. CAPA PROTECTORA DE POLIETILENO.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.

Código de Lista	Descripción	Presentación
73251-00002	Cutimed Siltec Sorbact 15 cm x 15 cm	Caja con 10 apósitos
73251-00016	Cutimed Siltec Sorbact 10 cm x 10 cm	Caja con 10 apósitos




Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

9.

CUTIMED® CAVITY

APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA

INDICACIONES:

- PARA HERIDAS PROFUNDAS Y CAVITADAS CON NIVELES DE EXUDADO MODERADO A ALTO.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:


- SUAVE, ALTAMENTE ABSORBENTE Y MUY ADAPTABLE.
- ATRAUMÁTICO.
- NO ADHESIVOFÁCIL DE APLICAR.
- FÁCIL DE RETIRAR.

COMPOSICIÓN:

- POLIURETANO DE POROS ABIERTOS.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Código de Lista	Descripción	Presentación
72621-00003	Cutimed Cavity 15 cm x 15 cm	Caja con 5 apósitos
72621-00001	Cutimed Cavity 10 cm x 10 cm	Caja con 10 apósitos

Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

10.

CUTIMED® HYDRO B

APÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÉRIL CON BORDE ADHESIVO

INDICACIONES:

- PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS CON EXUDADO ESCASO.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- EL MATERIAL INTERACTÚA CON EL EXUDADO PARA FORMAR UN GEL SUAVE.
- APÓSITO OCLUSIVO.
- MANTIENE EL AMBIENTE HÚMEDO DE LA HERIDA, FAVORECIENDO EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN.
- PROTEGE EL TEJIDO DE GRANULACIÓN.
- REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL.
- FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO.
- RETIRO ATRAUMÁTICO.
- SUAVE, FLEXIBLE Y RESISTENTE AL AGUA.
- FÁCIL APLICACIÓN.

COMPOSICIÓN:

- CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA.
- HIDROCOLOIDE CON BORDES ADHESIVOS.
- CAPA EXTERNA DE POLIURETANO IMPERMEABLE.

PAÍS DE ORÍGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- ☐ Superficial
- ▼ Profundo
- ▼ Superficial + profundo

Exudado

- ☹️ Seco a bajo
- ☹️ Bajo a medio
- ☹️ Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
72635-00002	Cutimed Hydro B 15 cm x 15 cm	Caja con 5 apósitos
72635-00001	Cutimed Hydro B 10 cm x 10 cm	Caja con 5 apósitos

11.

CUTIMED® ALGINATE

APÓSITO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO

INDICACIONES:

- PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON EXUDADO MODERADO A ELEVADO.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- APÓSITO QUE ABSORBE HASTA 20 VECES SU PESO.
- FORMA UN GEL QUE MANTIENE EL AMBIENTE HÚMEDO AL MOMENTO DE INTERACTUAR CON EL EXUDADO DE LA HERIDA.
- FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO.
- REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN.
- MÍNIMO DOLOR AL MOMENTO DEL RETIRO.
- TIENE PROPIEDADES HEMOSTÁTICAS PARA CONTROL DE SANGRADO EN HERIDAS SUPERFICIALES.
- FÁCILMENTE ADAPTABLE

COMPOSICIÓN:

- APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO-SODIO (80-20%)

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

- Necrótica
- Infeccionada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- ▼ Profundo
- ◡ Superficial + profundo

Exudado

- ☹ Seco a bajo
- ☹ Bajo a medio
- ☹ Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
72634-00010	Cutimed Alginato 10 cm x 20 cm	Caja con 10 apósitos
72634-00009	Cutimed Alginato 10 cm x 10 cm	Caja con 10 apósitos

12.

HYPafix®

APÓSITO NO ESTÉRIL BLANCO PARA FIJACIÓN EN ÁREAS AMPLIAS

INDICACIONES:

- PARA LA FIJACIÓN EN ÁREAS AMPLIAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O APÓSITOS PRIMARIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ADAPTABLE: HECHO PARA PARTES DEL CUERPO CON MOVIMIENTO.
- FIJACIÓN SEGURA Y DURADERA: BUEN PODER ADHESIVO INICIAL Y PERMANENTE
- ESTIRABLE DE FORMA TRANSVERSAL RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR
- PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA
- COMODIDAD DE USO; MATERIAL SUAVE
- PARA PIEL NORMAL Y SENSIBLE

COMPOSICIÓN:

- TELA NO TEJIDA EN POLIÉSTER
- ADHESIVO DE POLIACRILATO
- PAPEL KRAFT SILICONADO

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Fase de la herida

- Necrótica
- Infectada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

Profundidad de la herida

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

Código de Lista	Descripción	Presentación
71443-00003	Hypafix 10 m x 15 cm	Rollo
71443-00001	Hypafix 10 m x 5 cm	Rollo

13.

LEUKOMED® T

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE

INDICACIONES:

- PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS HERIDAS POST-QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS.
- PARA UNA FIJACIÓN ESTÉRIL DE LOS VENDAJES Y COMPRESAS.
- APÓSITO SECUNDARIO ESTÉRIL PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS PRIMARIOS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- PELÍCULA ULTRA DELGADA, FLEXIBLE Y ADAPTABLE.
- BORDES REDONDEADOS.
- ELEVADA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA.
- TÉCNICA DE APLICACIÓN ÚNICA GRACIAS A LA PESTAÑA ROJA DE REFERENCIA.
- PROPORCIONA UN EFECTO DE SEGUNDA PIEL A PRUEBA DE AGUA, BACTERIAS Y VIRUS.

COMPOSICIÓN:

- PELÍCULA DE POLIURETANO ULTRADELGADA.
- ADHESIVO DE POLIACRILATO.
- ETIQUETA SUPERIOR PROTECTORA DE POLIPROPILENO.
- PAPEL ENCERADO.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Código de Lista	Descripción	Presentación
72381-00009	Leukomed® T 15cm x 20cm	Caja con 50 apósitos
72381-00008	Leukomed® T 10cm x 12.5cm	Caja con 50 apósitos

14.

LEUKOMED® T LEUKOMED® T PLUS

LA PROTECCIÓN QUE MANTIENE BAJO EL RIESGO DE INFECCIÓN

INDICACIONES:

- LEUKOMED® T LA PROTECCIÓN TRANSPARENTE.
- PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS HERIDAS POST-QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS.
- PARA UNA FIJACIÓN ESTERIL DE APOSITOS.
- LEUKOMED® T PLUS PROTECCIÓN MÁS ABSORCIÓN.
- PARA INCISIONES QUIRÚRGICAS.
- PARA CUBRIR Y PROTEGER CORTES SUPERFICIALES, LACERACIONES O QUEMADURAS LEVES.
- AMBOS PRODUCTOS TRABAJAN COMO BARRERA BACTERIANA Y VÍRICA, SON RESISTENTES AL AGUA Y AYUDAN A PREVENIR LAS INFECCIONES.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:


- PROTEGE DE MANERA SEGURA CONTRA AGUA, BACTERIAS, VIRUS Y CONTAMINANTES.
- REDUCE EL RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA.
- PROPORCIONA UNAS CONDICIONES DE CURACIÓN IDEALES.
- PERMITE DUCHARSE SIN CAMBIAR EL APÓSITO.
- NO INTERFIERE EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA.

COMPOSICIÓN:

- PELÍCULA fina Y CONFORTABLE PARA UNA SENSACIÓN DE SEGUNDA PIEL.
- TRANSPARENTE CON UN NIVEL DE FRICCIÓN BAJO.
- LOS BORDES DEL APÓSITO SON DIFÍCILMENTE PERCEPTIBLES Y VISIBLES.
- ELEVADO CONFORT DURANTE SU USO PARA LOS PACIENTES.
- NO SE ADHIERE A LA ROPA.
- BARRERA ESTÉRIL.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Código de Lista	Descripción	Presentación
72382-00003	Leukomed® T Plus 8cm x 15 cm	Caja con 50 apósitos
72382-00002	Leukomed® T Plus 10cm x 25 cm	Caja con 50 apósitos
72382-00001	Leukomed® T Plus 8cm x 10 cm	Caja con 50 apósitos

15.

LEUKOMED® I.V. fiLM

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE

INDICACIONES:

- PARA LA fijACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS Y/O CÁNULAS.
- PARA CUBRIR Y PROTEGER LOS SITIOS DE PUNCIÓN CONTRA CONTAMINACIÓN EXTERNA.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- PELÍCULA ULTRA DELGADA, flexIBLE Y ADAPTABLE.
- BORDES REDONDEADOS.
- ELEVADA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA.
- TÉCNICA DE APLICACIÓN ÚNICA GRACIAS A LA PESTAÑA ROJA DE REFERENCIA.
- PROPORCIONA UN EFECTO DE SEGUNDA PIEL A PRUEBA DE AGUA, BACTERIAS Y VIRUS.

COMPOSICIÓN:

- PELÍCULA ULTRADELGADA Y CONFORMABLE PARA UNA SENSACIÓN DE SEGUNDA PIEL.
- ADHESIÓN SEGURA Y DURADERA.
- IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE.
- AMIGABLE CON LA PIEL.
- ADICIONADO CON TRES TIRAS ESTÉRILES PARA LA fijACIÓN SEGURA DEL CATÉTER.
- PESTAÑA ROJA DE REFERENCIA PARA UNA FÁCIL COLOCACIÓN.

PAÍS DE ORIGEN:

- ALEMANIA.



Código de Lista	Descripción	Presentación
72390-00003	Leukomed IV 8.5 x 11.5 cm transparente	Caja con 50 apósitos
72390-00000	Leukomed IV 6 cm x 8 cm transparente	Caja con 50 apósitos

15.

DERMAGRAN

UNGÜENTO A BASE DE ZINC DE ENLACE IÓNICO QUE PERMITE ACELERAR EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS SECAS Y LIMPIAS.

FASE O ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PACIENTE Y SEA BENEFICIADO DEL USO DEL PRODUCTO:

HERIDA ABIERTA EN FASE DE EPITELIZACIÓN



16.

MEDIHONEY

PRESENTACIONES DE MIEL A BASE DE UNGÜENTO O ALGINATO QUE PERMITEN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS INFECTADAS Y CON EXUDADO

FASE O ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PACIENTE Y SEA BENEFICIADO DEL USO DEL PRODUCTO:

HERIDA ABIERTA, INFECTADA Y CON EXUDADO



Distribuido por:

Nutricare
Salud integral



(506) 2241 3040



NUTRICARE



WWW.NUTRICARE.CO.CR